

Naipo

User Manual

Wireless Eye Massager with Heating & Music

Model: MGE-1S3

Contents

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

01-03

04-06

07-09

10-12

13-15

Production Device

The eye massager includes main body, USB cable and user manual.

Operation Guide

Preparation before use

① Full Charge

② Our Company's Power Adapter

Operation

On: Press the power button momentarily, it works after a beep.

Off: Press the power button for two seconds, it stops after three beeps.

Mode Operation

Press the power button momentarily to turn on.

Working Situation:

The appliance is in sleep mode by default.

Press the power button momentarily to change modes. It shows MED/HARD/SLEEP in turn.

Press the power button steadily to turn off.

SLEEP MODE: 10 minutes

Air compression: on

Heat: on

Vibration: off

MED MODE: 15 minutes

Air compression: off

Heat: on

Vibration: on

HARD MODE: 20 minutes

Air compression: on

Heat: on

Vibration: on

Product Functional

Point Massage

Air Pressure

Heating

Soothing Music

Vibration

Product Functional Configuration

Power Button

Music Button

USB Interface / Charging Interface

Basic Function of Production

Air Pressure	Heating	Time	Vibration	
Mild / Intense	40 °C~45 °C	Stream Wave Sound Clocks Airplop	10 minutes 15 minutes 20 minutes	Default Mode Unchangeable

Operation of Music

- Press the music button momentarily to turn on.
- Press the music button momentarily to change songs.
- Press the music button steadily to turn off.

Notes and Statements

① When battery is low, please charge it with external power device. The massager can't be used when charging. ( Battery symbol shows full means workable, while it flashing means low battery. )

② On different modes, eye massager will show corresponding modes and related functions.

③ All modes are fixed, time and function can't be adjusted.

④ The machine will automatic shutdown in low battery, please charge it with external power device to make it full.

⑤ The machine will beep while adjusting modes.

Cautions

Please read this user manual carefully before using this product. Naipo is not responsible for any results of improper usage or violation of these instructions.

① Please do not use the eye massager when driving.

② Please do not use the eye massager in excessive high temperature or moisture.

③ Please do not use the eye massager when you have eye diseases such as glaucoma, cataract, retinal detachment and so on.

④ People who have an eye surgery should consult a medical professional before use. Stop the use immediately if you have any discomfort.

⑤ Patients who suffer from severe stroke, high blood pressure and low blood pressure should consult a medical professional before use. Please stop the use immediately if you have any discomfort.

⑥ People who suffer from severe slow-moving, physical and mental discomfort and mental retardation should use with caution under the supervision of attendants. Please stop the use immediately if you have any discomfort.

⑦ Please do not use eye massager after drinking.

⑧ Please ensure no contact lenses before use.

⑨ Please turn it on after wearing eye massager, so as to avoid damages of eyebag over-pressure.

⑩ Please use adapter of this massager and ensure the safety of electricity use.

⑪ This product is not suitable for diagnosis, treatment and other commercial uses.

⑫ Please wipe it with disinfection cotton soaked in neutral cleaner instead of water.

Produktkonfiguration

Das Augenmassagegerät enthält: Hauptkörper, USB-Kabel und Benutzerhandbuch, ein.

Bedienungsführung

① Volle Gebühr

② Unsere Firma Netzanschluss-Adapter

Bedienung

Auf: Drücken Sie den Netzschalter -Tasten kurz, es funktioniert nach einem Signalfon.

Ab: Drücken Sie den Netzschalter -Tasten für zwei Sekunden und stoppt es nach drei Signalfönen.

Modell Betrieb

Drücken Sie die Erschalttaste kurz, um sie einzuschalten.

Arbeitsituation

Das Gerät befindet sich standardmäßig im SLEEP-Modell.

Wenn Sie den- Taste kurz drücken, um die Betriebsarten zu ändern, wird MED / HARD / SLEEP angezeigt.

Drücken Sie den Netzschalter -Taste lang, um das Gerät auszuschalten.

SLEEP-MODELL: 10 Minuten	Heizung: auf	Vibration: ab
Luftkompression: auf		
MED-MODELL: 15 Minuten	Heizung : auf	Vibration: auf
Luftkompression: ab		
HARD-MODELL: 20 Minuten	Heizung: auf	Vibration: auf
Luftkompression: auf		

Produkt Funktion

Point Massage

Luftdruck

Heizung

Beruhigende Musik

Vibration

Produktfunktionale Konfiguration

Netzschalter-Taste

Musik-Taste

USB-Schnittstelle / Lade-Schnittstelle

Luftdruck	Heizung	Musik	Zeit	Vibration
mild / intensiv	40 °C~45 °C	Fließendes Wasser Heer Trottel Tropfen	10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten	Standardmodell, unveränderlich

#### Bedienung von Musik

- Drücken Sie die Musik-Taste einzuschalten
- Drücken Sie die Musik-Taste stetig auszuschalten.
- Drücken Sie die Musik-Taste , um de Lied zu ändern

#### Hinweise und Erklärungen

- Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn bitte mit einem externen Netzteil auf. Das Massager kann nicht verwendet werden, wenn es outofat (Batteriesymbol zeigt volle Mittel bearbeitbar, während es blinkt, bedeutet niedrige Batterie.)
- Auf verschiedenen Modelle zeigen das Augenmassagegerät entsprechende Modell und zugehörige Funktionen an.
- Alle Modelle sind fest, Zeit und Funktion können nicht eingestellt werden.
- Wenn das Gerät wird die automatisch in niedrigen Akku abschalten, laden Sie es voll mit externen Netzteil auf.
- Das Gerät piept, während die Modell eingestellt wird.

- Vorsicht
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, Naipo ist nicht verantwortlich für die Folgen einer missbräuchlichen Verwendung oder Verstoß gegen diese Anweisungen
- Bitte benutzen Sie nicht das Augenmassagegerät beim Fahren.
  - Bitte verwenden Sie nicht das Augenmassagegerät bei übermäßiger hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
  - Bitte verwenden Sie nicht das Augenmassagegerät, wenn Sie diese Augenkrankheiten wie Glaukom, Katarakt, Netzhautablösung und so weiter haben.
  - Personen, die eine Augenchirurgie haben, sollten einen medizinischen Fachmann vor Gebrauch konsultieren. Stoppen Sie den Gebrauch sofort, wenn Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten haben.
  - Personen, die unter starkem Schlaganfall, hohem Blutdruck und niedrigem Blutdruck leiden, sollten vor der Anwendung einen Arzt aufsuchen. Bitte stoppen Sie den Gebrauch sofort, wenn Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten haben.
  - Personen, die an schweren, langwamen, körperlichen und geistigen Beschwerden und geistigen Behinderungen leiden, sollten mit Vorsicht unter Aufsicht der Bediensteten eingesetzt werden. Bitte stoppen Sie den Gebrauch sofort, wenn Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten haben.
  - Bitte verwenden Sie keine Augenmassagegerät nach dem Trinken.
  - Verwenden Sie keine Kontaktlinsen vor dem Gebrauch.
  - Bitte drehen Sie es an, nachdem Sie Augenmassagegerät getragen haben, um Schäden des Abgabebereiches zu vermeiden.
  - Bitte verwenden Sie keine Augenmassagegerät, wenn Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten haben.
  - Bitte verwenden Sie den Adapter des Massagegerätes und stellen Sie die Sicherheit des Stromverbrauchs sicher.
  - Das Produkt eignet sich nicht für Diagnose, Behandlung und andere kommerzielle Anwendungen.
  - Bitte wischen Sie es mit Desinfektion Baumwolle in neutralem Reiniger statt Wasser einweichen.

#### Contenu de livraison

Ce qui sont inclus : Massager des yeux, câble USB, mode d'emploi

Mode d'emploi

Adaptateur

Câble USB

#### Guide d'opération

##### Préparation avant l'utilisation

- Charge complète
- L'adaptateur est fourni par Naipo

Démarrer / Arrêter

Comment: Appuyez brièvement sur le bouton 【On/Off, mode】 l'appareil se démonte après une sonnerie « bip »

Deconnexion: Appuyez longuement sur le bouton 【 On/Off, mode】 , l'appareil s'éteint après 3 sonneries « bip ».

#### Modes

Appuyez brièvement sur le bouton 【 On/Off, mode】 l'appareil commence à travailler

#### Situation de travail: Le mode par défaut est mode veille

- Drücken Sie die- Taste kurz drücken, um die Betriebsarten zu ändern, wird MED / Fort, Veille Les modes MED, Fort, Veille est en circulation.
- Appuyez longuement sur le bouton 【 On/Off, mode】 pour s'arrêter l'appareil

Mode Veille	Mode MED	Mode Fort
Durée de 10 minutes	Durée de 15 minutes	Durée de 20 minutes
Compression d'air : on	Compression d'air : off	Compression d'air : on
Chaleur : on	Chaleur : on	Chaleur : on
Vibration : off	Vibration : on	Vibration : on

#### Fonctions de Produit

Points de massage

Compression d'air

Chaleur

Musique Douce

Vibration

#### Définition des boutons

Bouton On/Off, mode

Bouton Musique

Interface USB, Interface de charge

#### Fonctions principales

Compression d'air	Chaleur	Musique	Minuteur	Vibration
Pétrissage léger Pétrissage fort	Température: 40 °C~50°C	Cours d'eau Vague Gillon Goutte d'eau	10 minutes 15 minutes 20 minutes	Mode par défaut Il n'est pas réglable

#### Musique

- Appuyez brièvement sur le bouton 【Musique】 pour se démonter
- Appuyez brièvement sur le bouton 【Musique】 pour changer le chant
- Appuyez longuement sur le bouton 【Musique】 pour s'arrêter la musique

#### Nota

- Quand la pile est faible, mettez-le en charge par un adaptateur secteur externe. Il est interdit d'utiliser l'appareil au cours de recharge(application du symbole pile : le symbole de pile est en plein indique une charge complète, il s'éteint indique la pile est faible.
- L'appareil se montre respectivement les modes et fonctions actuels sous les modes différents.
- Tous les modes sont fixes, ils ne sont pas réglables.
- Lorsque la tension de la pile devient faible, la machine s'éteint automatiquement, mettez-le en charge, à temps par un adaptateur secteur externe.
- Lors de régler les modes, l'appareil se sonne à bip x.

#### Consignes de sécurité

- Nous vous prions de lire attentivement et entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit, nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des conséquences résultant de l'utilisation incorrecte ou sans respecter les consignes de ce manuel.
- N'utilisez pas ce massager des yeux lorsque vous conduisez.
  - N'utilisez pas cet appareil dans un environnement avec une haute température ou humide.
  - N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez des maladies des yeux tels que cataracte, glaucome, décollement rétinien.
  - Ce qui a subi une opération des yeux doit consulter votre médecin tout d'abord avant d'utiliser cet appareil, s'il y a un inconfort au cours de l'utilisation, veuillez cesser d'utiliser immédiatement.
  - Ce qui a subi une hypertension, hypotension ou est frappé d'apoplexie, doit consulter votre médecin tout d'abord avant d'utiliser cet appareil, s'il y a un inconfort au cours de l'utilisation, veuillez cesser d'utiliser immédiatement.
  - Lorsque les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou physique utilisent ce massager, une surveillance de futur est obligatoire, s'il y a un inconfort au cours de l'utilisation, veuillez cesser d'utiliser immédiatement.
  - N'utilisez pas ce massager des yeux après avoir bu du vin.
  - Ne portez pas les lentilles cornéennes lorsque vous utilisez cet appareil.
  - Si vous devez débrancher l'appareil après avoir bien porté, afin d'éviter des dégâts de sac adhésif causés par suppression.
  - Veuillez utiliser seulement l'adaptateur fourni, et faire attention à la sécurité électrique.
  - Ce produit n'est pas destiné à des fins diagnostiques, thérapeutiques et commerciales.
  - Lors de nettoyer cet appareil, il vaut mieux d'utiliser le fluide désinfectant en imbibant du détergent neutre, n'utilisez pas l'eau pure.

La Configuración del Producto

El Producto incluyendo: Cuerpo Principal, Cable USB, Instrucciones de Uso.

Guía de Funcionamiento

Preparativos antes del uso

1. Electricidad Suficiente

2. El Adaptador de Energía Original.

Operación

Encendido: Pulación Corta [Botón de Encendido/Botón de Modo] El producto empieza a trabajar después de air gata

Apagado: Pulación Larga [Botón de Encendido/Botón de Modo] 2 Segundos, El producto va a apagarse cuando air gata gata gata.

Modo de Operación

Pulsación Corta [Botón de Encendido/Botón de Modo] El producto empieza a trabajar

Modo de trabajo: Al encenderlo es Patrones de Sueño

Pulsación Corta [Botón de Encendido/Botón de Modo] Para cambiar el Modo:

Son: Medio, Amosado Pesado, Sueño ...

Pulsación Larga [Botón de Encendido/Botón de Modo] El Producto Va a Apagarse.

Patrones de Sueño	Medio Modo	Modo de Amosado Pesado
Tempo Establecido:10 Minutos	Tempo Establecido:15 Minutos	Tempo Establecido:20Minutos
Presión de Aire: Encendido	Presión de Aire: Apagado	Presión de Aire: Encendido
Calentación: Encendido	Calentación: Encendido	Calentación: Encendido
Vibración: Apagado	Vibración: Encendido	Vibración: Encendido

#### La Función del Producto

Point Massage

Air Pressure

Heating

Soothing Musi

Vibration

#### Características del Producto Configuración

Botón de Encendido

Botón de la Música

Adaptador de USB

Interfaz de Carga

#### La función Básica del Producto

Modo de aire	Calentación	Música	Tiempo	Vibración
Modo Soft	Alta temperatura	Agua	10 Minutos	De modo
Modo de amosado pesado	40 °C~45 °C	Océano	15 Minutos	predeterminado
		Gota	20 Minutos	
		Gota de agua		No ajustable

#### Operación música

- Pulsación Corta [Botón de Música] Empieza a tocar música
- Pulsación Corta [Botón de Música] Cambiar a la siguiente
- Pulsación Larga [Botón de Música] Música parada

#### Notas y Observaciones

- Cuando la escasez de electricidad, por favor, el acceso a la fuente de alimentación externa de carga cuando la máquina no puede utilizar (simbolo de la batería para mostrar que todo el entramado de la batería llena de detalles, como simbolo de la batería la batería).
- En diferentes modelos de máquina correspondiente se muestra el modelo actual y sus funciones.
- El modo de configuración de todo es inmutable, calendario de longitud y no puede quitarse.
- Cuando la batería es insuficiente, la máquina se cierra automáticamente, insertar la fuente de energía externa para la máquina cargada de electricidad.
- Modelo de ajuste, la máquina puede emitir una "gota" de un sonido

#### precauciones

- Antes de usar este producto, lee atentamente las instrucciones de uso y el cumplimiento por las consecuencias del uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones pertinentes, debido a que el uso de este producto, la empresa no será responsable.
- No lo utilice el masaje durante la conducción.
  - No lo utilice en el ambiente húmedo o alta temperatura.
  - No lo utilice en caso de enfermedad de retina, glaucoma, cataratas y otras enfermedades oculares cuando los síntomas no utilizan.
  - Por favor, no lo trató de realizar la cirugía ocular, por favor, un médico especializado en el uso de la consulta, si no es molestia, por favor suspender de inmediato.
  - De profundidad con precaución en pacientes con icus, hipertensión e Hipotensión, por favor, por favor, un médico especializado en el uso de la consulta, si no es molestia, por favor suspender de inmediato.
  - La lentitud y la función física y mental grave molestia o discapacidad intelectual con precaución, utilizar bajo la supervisión de personal de enfermería en el proceso, en caso de molestia inmediata mente desactivado.
  - Evitar el uso de masaje en después de beber.
  - Antes de usarlo, asegúrese de que el ojo no tiene de contacto.
  - Por favor, se puso en marcha el masajeador de ojos, airbag de sobrepresión para evitar daños.
  - Por favor, adaptador de poder configurar el aparato, y la atención de la seguridad con la electricidad.
  - El producto no es adecuado para el diagnóstico, tratamiento y otros usos comerciales.
  - Para la Empresa se deben utilizar algodón empapado de desinfección neutral la trama limpia y evitar el agua de limpieza.

#### Prodotto e Accessori

Il Naipo MGE-1S3 Massaggiatore include la maggior parte, il cavo USB e il Manuale d'Utente.

La Maggior Parte

Manuale d'Utente

Adattatore

Cavo USB

#### La Guida

##### Preparazione Prima dell'uso

- Caricare l'elemento
  - L'Adattatore originale
- Operazione
- On: Premere il bottone di power, si attiva dopo un Beep.
- Off: Tenere premuto il bottone per 2 secondi, si disattiva dopo tre Beeps.

#### Modalità dell'Operazione

Prendere il bottone Power per accenderlo

#### In Lavoro

La modalità predefinita è di modalità SLEEP.

Premere il bottone per cambiare la modalità: MED/HARD/SLEEP in ciclo.

Tenere premuto il bottone per spegnere il dispositivo.

MIDALITA' SLEEP: 10 minuti	Calore: si	Vibrazione: no
Compressione d'aria: si		
MIDALITA' MED: 15 minuti	Calore: si	Vibrazione: si
Compressione d'aria: no		
MIDALITA' HARD: 20 minuti	Calore: si	Vibrazione: si
Compressione d'aria: si		

#### Funzioni

Shiatsu

Pressione d'Aria

Calore

Musica

Vibrazione

#### Configurazioni

Power/Modalità

Bottone di Musica

Interfaccia USB / Carica

#### Funzioni di Base del Prodotto

Pressione d'Aria	Calore	Musica	Time	Vibrazione
Leggero/Intenso	40 °C~45 °C	Flume Suono d'Onda Gita Goccia d'Acqua	10 minuti 15 minuti 20 minuti	Immutabile

#### Musica

- Premere il bottone Musica per accenderlo.
- Premere il bottone Musica di nuovo per cambiare la musica.
- Tenere premuto il bottone Musica per spegnere.

105g铜版纸  
印刷：单黑  
骑马钉装订  
尺寸：100\*120mm 无边框  
平面输出杨慧10.10.27

Shenzhen Pirlong E-Commerce Co., Ltd.  
Web: www.naipocare.com  
E-mail: support@naipocare.com  
Add: Huanan City Electronic Trading Building  
P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.

