


材质: 105g 铜版纸 尺寸: 130 x 180 mm 印刷: 单黑双面印刷 装订方式: 骑马钉 (封面内页留白)



Contents

English	01~03
Deutsch	04~06
Français	07~09
Español	10~12
Italiano	13~15

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Foot Massager with Tapping and Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included

1x Foot Massager
1x User Manual

Product Specifications


Product Name	Naipo Foot Massager with Tapping and Heat
Model	MGF- 50006
Power Source	120 V~
Power Frequency	60 Hz
Default Timer	15 Minutes
Dimensions (Length/Width/Height)	410 x 390 x 261 (mm) 16.1 x 15.4 x 10.3 (in)
Weight	7.65 KG / 16.87 Pounds

Important Safeguards

- Do not use the product in a wet or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not put the product in bed.
- Do not place the product near liquids.
- Do not sit on the product.
- Do not expose the product to direct sunlight.
- Do not use the product if you are experiencing the following situations: heart attacks, pregnancy, or any other health concerns.
- Use of this product for more than 15 minutes per time is not recommended.
- The product is prohibited from being used by children without supervision from adults.
- Do not use this product if you are going to sleep soon.
- Do not use the product if the foot cloth is torn out.
- Do not use the product if water permeates the product.
- Stop using the product if abnormal or severe pain occur.
- Do not use the product if the product works abnormally.


- 01 -

Product Diagram



1. Washable foot cloth
2. Control panel
3. Main body
4. Cable storage set
5. Footstand

Control Panel



- ① Power
- ② Mode
- ③ Air compression intensity
- ④ Heat
- ⑤ Tapping
- ⑥ Tapping speed control

Product Operation Guide

Note: Before being put into use, make sure that the product is in good condition without any damages and that it's positioned flat. Connect the product to the power supply and there will be an audible signal. After the product has been turned on, there will be audible signals for the press of the buttons each time.

1) Power

Press the button once to revert the product to standby mode (red light) with white round LED light on and twice to turn off it (The white light is always on until the product is powered off).

2) Mode - 3 default modes

- a) Mode 1 (green light): air compression (weak) + heating + tapping (intermittent) + rolling (intermittent)
- b) Mode 2 (blue light): air compression + heating + tapping + rolling
- c) Mode 3 (red light): air compression + heating + rolling+ tapping (intermittent)

3) Air Compression Intensity

When the default mode is activated, the air compression intensity is low by default (green light). Press the button once to activate medium-pressure air compression (blue light) and twice to activate high-pressure air compression (red light).

- 02 -

4) Heat

- a) When tapping function is activated, press the button once to activate heating function (red light) and twice to turn off the function.
- b) When default mode is activated, the heating function is on by default. Press the button once to turn off heating function.

5) Tapping - 3 alternative modes (can be activated separately under standby mode)

Under standby mode, press the button once to activate consistent tapping massage (green light), twice to activate intermittent tapping massage (blue light), and three times to activate multi-frequency tapping massage (red light).

6) Tapping Speed Control

Rotate clockwise to increase the speed and counterclockwise to decrease the speed.

7) Timer

When reverting to standby mode, the product will automatically shut off after 15 minutes of use. Disconnect from the power supply when the product is not in use.

Product Maintenance

- Disconnect the product from the power supply before cleaning.
- Clean the product only with a soft and slightly damp sponge.
- Avoid cleaning the product with any corrosive detergent, such as Benzene or diluents.

Q&A

Problem	Remedy
The product doesn't work.	1. Please connect the product to the power supply. 2. Please press the power button. 3. Remove the protective film of the control panel.
The product stops working while in use.	1. Please make sure the product is connected to the power supply correctly. 2. Press the power button again after the product has cooled down. 3. The product has been in consistent use for more than 15 minutes.

Warranty and Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Please note: Naipo can provide after sale service for products purchased directly from Naipo. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 03 -

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Naipo Fußmassagerät mit Klopfen und Wärme. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit der Modellnummer und Ihrer Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

1x Fußmassagerät
1x Bedienungsanleitung

Produktspezifikationen


Produktname	Naipo Fußmassagerät mit Klopfen und Wärme
Modell	MGF - 50006
Strom	120 V~
Frequenz	60 Hz
Automatische Abschaltung	15 Minuten
Abmessungen (Länge/ Breite/ Höhe)	410 x 390 x 261 (mm) 16.1 x 15.4 x 10.3 (in)
Gewicht	7.65 KG / 16.87 Pfund

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nicht in nasser oder staubiger Umgebung, da dies zu Funktionsstörungen oder elektrischen Schlägen führen kann.
- Legen Sie das Produkt nicht ins Bett.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten auf.
- Setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in den folgenden Situationen: Bei Herzkrankungen, in der Schwangerschaft oder bei gesundheitlichen Beschwerden.
- Die Verwendung dieses Produkts für mehr als 15 Minuten pro Sitzung wird nicht empfohlen.
- Das Produkt darf von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzt zu werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie bald schlafen gehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Fuß-Tuch herausgenommen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Wasser das Produkt durchdringt.
- Stoppen Sie das Produkt, wenn ungewöhnliche oder starke Schmerzen auftreten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt nicht wie gewohnt arbeitet.


- 04 -

Produktabbildung



1. Waschbares Fuß Tuch
2. Bedienfeld
3. Gehäuse
4. Kabel Eingang
5. Standfüße

Bedienfeld



- ① Power
- ② Modus
- ③ Luftdruck Intensität
- ④ Wärme
- ⑤ Klopfen
- ⑥ Geschwindigkeitseinstellung Klopfen

Bedienungsanleitung

Hinweis: Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass das Produkt ohne Beschädigung in gutem Zustand ist und dass es flach am Boden positioniert ist! Verbinden Sie das Produkt mit der Stromversorgung und es wird ein akustisches Signal geben. Nach dem Einschalten des Produkts hören Sie akustische Töne bei Betätigung der Drucktasten.)

1) Power

Drücken Sie die Taste einmal, um das Produkt in den Standby-Modus zurückzusetzen (rotes Licht) mit weißer runder LED-Leuchte und zweimal, um es auszuschalten (Das weiße Licht ist solange eingeschaltet, bis das Produkt ausgeschaltet ist).

2) Modus - 3 Standard-Modi

- a) Modus 1 (grünes Licht): Luftkompression (schwach) + Wärme + Klopfen (intermittierend) + Waben (intermittierend)
- b) Modus 2 (blaues Licht): Luftkompression + Wärme + Rollen + Klopfen
- c) Modus 3 (rotes Licht): Luftkompression + Wärme + Rollen + Klopfen (intermittierend)

3) Luftkompressionsintensität

Wenn der Standard-Modus aktiviert ist, ist die Luftkompressionsintensität niedrig (grünes Licht). Drücken Sie die Taste einmal, um die Mitteldruck-Luftkompression (blaues Licht) zu aktivieren und zweimal, um die Hochdruck-Luftkompression (rotes Licht) zu aktivieren.

- 05 -

4) Wärme

- a) Wenn die Tastendruckfunktion aktiviert ist, drücken Sie die Taste einmal, um die Heizfunktion zu aktivieren (rotes Licht) und zweimal, um die Funktion auszuschalten.
- b) Wenn der Standardmodus aktiviert ist, ist die Heizfunktion eingeschaltet. Drücken Sie einmal die Taste, um die Heizfunktion auszuschalten.

5) Klopfen - 3 alternative Modi (Diese können separat im Standby-Modus aktiviert werden)

Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste, um eine konsistente Massage (grünes Licht) zu aktivieren, zweimal, um die intermittierende Massage (blaues Licht) zu aktivieren, und dreimal, um die Hochfrequenz-Massage (rotes Licht) zu aktivieren.

6) Drehzahlregelung

Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern.

7) Timer

Wenn Sie in den Standby-Modus zurückkehren, schaltet sich das Produkt nach 15 Minuten automatisch ab (Trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn das Produkt nicht benutzt wird).

Wartung des Produkts

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen vom Netz.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen und leicht feuchten Schwamm.
- Vermeiden Sie das Reinigen des Produkts mit einem korrosiven Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünnungsmitteln.

Q&A

Problem	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	1. Bitte schließen Sie das Produkt an die Stromquelle an. 2. Bitte drücken Sie den Power-Knopf. 3. Entfernen Sie die Schutzfolie des Bedienfelds.
Das Produkt schaltet sich während der Benutzung ab.	1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Netzteil angeschlossen ist. 2. Drücken Sie den Netzschalter erneut, nachdem das Produkt abgeköhlt ist. 3. Das Produkt ist seit mehr als 15 Minuten in Betrieb.

Garantie und Kundensupport

Für Fragen, Unterstützung oder Gewährleistungsforderungen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse. Bitte geben Sie hierfür Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produkt-Modellnummer an.

Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Bitte beachten Sie: Naipo bietet den Kundendienst nur für Produkte an, die direkt von Naipo gekauft wurden. Wenn Sie Ihr Gerät von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service- oder Garantieproblemen direkt an ihn.

- 06 -

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le Naipo Masseur des Pieds avec Tapotement et Chaleur. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr pour une référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

Inclus

1x Masseur des pieds Naipo
1x Manuel d'utilisation

Spécifications du produit


Nom du Produit	Naipo Masseur des Pieds avec Tapotement et Chaleur
Modèle	MGF - 50006
Source d'alimentation	120 V~
Fréquence de puissance	60 Hz
Minuterie par défaut	15 Minutes
Dimensions (longueur / largeur / hauteur)	410 x 390 x 261 (mm) 16.1 x 15.4 x 10.3 (in)
Poids	7.65 KG / 16.87 Pounds

Garanties importantes

- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou poussiéreux, car cela risque d'entraîner un dysfonctionnement ou un choc électrique.
- Nie mettez pas le produit au lit.
- Nie placez pas le produit près de liquides.
- Nie vous asseyez pas sur le produit.
- Nie pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le produit si vous rencontrez les situations suivantes: maladie cardiaque, grossesse ou tout autre problème de santé.
- L'utilisation de ce produit pendant plus de 15 minutes n'est pas recommandée.
- Le produit est interdit d'être utilisé par des enfants sans surveillance des adultes.
- N'utilisez pas ce produit avant de vous coucher.
- N'utilisez pas le produit si le tissu du pied est attaché.
- Nie pas utiliser le produit si celui-ci est humide.
- Arrêtez d'utiliser le produit si des douleurs anormales ou sévères se produisent.
- N'utilisez pas le produit si le produit fonctionne de manière anormale.


- 07 -

Diagramme du produit



1. Tissu lavable pour les pieds
2. Panneau de commande
3. Corps principal
4. Ensemble de rangement de câbles
5. Pieds

Panneau de contrôle



- ① Puissance
- ② Mode
- ③ Intensité de compression de l'air
- ④ Chaleur
- ⑤ Tapping
- ⑥ Contrôle de vitesse du tapotement

Guide d'utilisation du produit

Remarque: Avant d'être mis en service, assurez-vous que le produit est en bon état sans aucun dommage et qu'il est positionné à plat. (Branchez le produit à l'alimentation électrique et il y aura un signal sonore. Une fois que le produit a été allumé, les signaux sonores seront affichés à chaque fois.)

1) Puissance

Appuyez une fois sur le bouton pour réinitialiser le produit en mode veille (lumière rouge) avec une LED rouge et deux fois pour l'éteindre (La lumière blanche est toujours allumée jusqu'à ce que le produit soit éteint.)

2) Mode - 3 modes par défaut

- a) Mode 1 (lumière verte): compression de l'air (faible) + chauffage + tapotement (intermittent) + radoucir (intermittent)
- b) Mode 2 (lumière bleue): compression d'air + chauffage + tapotement + roulage
- c) Mode 3 (lumière rouge): compression de l'air + chauffage + roulage + tapotement (intermittent)

3) Intensité de la compression de l'air

Lorsque le mode par défaut est activé, l'intensité de la compression de l'air est faible par défaut (lumière verte). Appuyez une fois sur le bouton pour activer la compression de l'air à moyenne pression (lumière bleue) et deux fois pour activer la compression de l'air à haute pression (lumière rouge).

- 08 -

4) Chaleur

- a) Lorsque la fonction de tapotement est activée, appuyez une fois sur le bouton pour activer la fonction de chauffage (voyant rouge) et deux fois pour éteindre la fonction.
- b) Lorsque le mode par défaut est activé, la fonction de chauffage est activée par défaut. Appuyez une fois sur le bouton pour éteindre la fonction de chauffage.

5) Tapotement - 3 modes alternatifs (peut être activé séparément en mode veille)

En mode veille, appuyez une fois sur le bouton pour activer un massage avec tapotement constant (lumière verte), deux fois pour activer le massage avec tapotement intermittent (lumière bleue) et trois fois pour activer le massage multi-fréquence (lumière rouge).

6) Contrôle de vitesse

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la vitesse.

7) Minuterie

En revenant au mode veille, le produit s'arrête automatiquement après 15 minutes d'utilisation (Veuillez débrancher l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.)

Entretien du produit

- Débranchez le produit de l'alimentation avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit uniquement avec une éponge douce et légèrement humide.
- Évitez de nettoyer le produit avec un détergent caustique tel que le benzène ou les diluants.

Q & R

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas.	1. Connectez l'appareil à l'alimentation électrique. 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. 3. Retirez le film protecteur du panneau de commande.
Le produit cesse de fonctionner pendant son utilisation.	1. Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'alimentation électrique. 2. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation après avoir refroidi le produit. 3. Le produit a été utilisé régulièrement pendant plus de 15 minutes.

Garantie et Assistance à la Clientèle

Pour toute question, assistance ou garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle de votre produit.

Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.
Site Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Remarque: Naipo peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement auprès de Naipo. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, contactez-le directement pour des problèmes de service ou de garantie.

- 09 -

Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajeador de pies con Golpeteo y Calor. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Incluye

1x Masajeador de pies
1x Manual de usuario

Especificaciones del producto


Nombre del producto	Naipo Masajeador de pies con Golpeteo y Calor
Modelo	MGF - 50006
Fuente de alimentación	120 V~
Frecuencia de poder	60 Hz
Temporizador predeterminado	15 Minutos
Dimensiones (Largo/ ancho/ alto)	410 x 390 x 261 (mm) 16.1 x 15.4 x 10.3 (in)
Peso	7.65 KG / 16.87 libras

Importantes medidas de seguridad

- No utilice el producto en un ambiente húmedo o polvoriento, ya que esto podría provocar un funcionamiento defectuoso o una descarga eléctrica.
- No coloque el producto en la cama.
- No coloque el producto cerca de líquidos.
- No se siente sobre el producto.
- No exponga el producto a la luz directa del sol.
- No use el producto si experimenta las siguientes situaciones: enfermedad cardíaca, embarazo o cualquier otro problema de salud.
- No se recomienda el uso de este producto durante más de 15 minutos por hora.
- El producto está prohibido de ser utilizado por niños sin la supervisión de adultos.
- No use este producto si va a dormir pronto.
- No utilice el producto si se arranca el paño del pie.
- No utilice el producto si el agua se filtra en el producto.
- Deje de usar el producto si ocurren dolores anormales o severos.
- No utilice el producto si el producto funciona de forma anormal.


- 10 -

Diagrama del producto



1. Tela lavable pie
2. Panel de control
3. Cuerpo principal
4. Juego de almacenamiento de cables
5. Pie de apoyo

Panel de control



- ① Potencia
- ② Modo
- ③ Intensidad de compresión de aire
- ④ Calor
- ⑤ Golpeteo
- ⑥ Control de velocidad de golpeteo

Guía de operación del producto

Nota: Antes de poner en uso, asegúrese de que el producto está en buenas condiciones sin daños y que está colocado en posición horizontal (Conecte el producto a la fuente de alimentación y se emitirá una señal acústica y, después de encender el producto, se emitirán señales audibles para presionar los botones cada vez.)

1) Potencia

Pulse el botón una vez para volver al modo de espera (luz roja) con la luz LED blanca encendida y dos veces para apagarla. La luz blanca está siempre encendida hasta que el producto se apague.)

2) Modo - 3 modos predeterminados

- a) Modo 1 (luz verde): compresión de aire (débil) + calentamiento + intercepción (intermitente) + radadura (intermitente)
- b) Modo 2 (luz azul): compresión de aire + calefacción + radado + radadura
- c) Modo 3 (luz roja): compresión de aire + calefacción + balanceo + radado (intermitente)

3) Intensidad de la compresión de aire

Cuando se activa el modo predeterminado, la intensidad de compresión de aire es baja por defecto (luz verde). Presione el botón una vez para activar la compresión de aire de media presión (luz azul) y dos veces para activar la compresión de aire a alta presión (luz roja).

- 11 -

4) Color

- a) Cuando se activa la función de pulsación, presione el botón una vez para activar la función de calefacción (luz roja) y dos veces para apagar la función.
- b) Cuando se activa el modo predeterminado, la función de calentamiento está activada de forma predeterminada. Presione el botón una vez para apagar la función de calefacción.

5) Golpeteo - 3 modos alternativos (se pueden activar por separado en el modo de espera)

Bajo el modo de espera, presione el botón una vez para activar el masaje de tacto consistente (luz verde), dos veces para activar el masaje intermitente de golpeteo (luz azul) y tres veces para activar el masaje de golpeteo multi-frecuencia (luz roja).

6) Control de velocidad de golpeteo

Gire hacia la derecha para aumentar la velocidad y hacia la izquierda para disminuir la velocidad.

7) Temporizador

Al volver al modo de espera, el producto se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso (Desconectar de la fuente de alimentación cuando el producto no esté en uso).

Mantenimiento del producto

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Limpie el producto sólo con una esponja suave y ligeramente húmeda.
- Evite limpiar el producto con detergentes corrosivos, como benceno o diluyentes.

Preguntas y Respuestas

Problema	Solución
El producto no funciona	1. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación. 2.