


















<p>Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd. Web: www.naipocare.com E-mail: support@naipocare.com Add: Huanan City Electronic Trading Building P05 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China</p> <p>Made in China CE FC RoHS</p>	<div>Naipo</div> <div>Instruction Manual</div> <div>3D BACK MASSAGER</div> <div></div> <div>Model: MGM-183</div>	<div>Contents</div> <div><div>English</div><div>Deutsch</div><div>Español</div><div>Italiano</div></div> <div><div>01~03</div><div>04~06</div><div>07~09</div><div>10~12</div></div>			
--	---	--	--	--	--

<p>This manual should be kept on hand for easy reference. It is your guide to a safe and efficient operation.</p> <p>TECHNOLOGY PARAMETER</p> <p>Name: 3D Back Massage Type: MGM-183 Rated Voltage: DC 12V, 2.5A Rated Power: 30W</p> <p>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</p> <p>1) The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not use and before putting on or taking off parts.</p> <p>2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.</p> <p>3) Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons.</p> <p>4) Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.</p> <p>5) Never operate this product if it is dropped, has a damaged cord or plug, malfunction or it is dropped into water. Return the product to service center for examination and repair.</p> <p>6) Do not carry this product by its supply cord or use cord as a handle.</p> <p>7) Keep the cord away from heated surfaces.</p> <p>8) Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.</p> <p>9) Never drop or insert any object into any opening.</p> <p>10) Do not use outdoors.</p> <p>11) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.</p> <p>12) To disconnect, switch off all controls and remove plug from outlet.</p> <p>13) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.</p> <p>14) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer.</p> <p>15) Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliances.</p> <p>16) please don't use more than half an hour for one time.</p>	<p>HOW TO OPERATE</p> <p>1. Plug in the mains plug. All LED lights will become green, and the back roller will work automatically.</p> <p>2. Press the ON/OFF on the back, the device changes to heat and rolling function, all lights turn to red, and back roller continue to move.</p> <p>3. Press the ON/OFF again, the device will stop working.</p> <p>Application position Enjoy the massage at any parts of body.</p> <div></div> <p>Massage at any time Suitable in the office, home or car.</p> <p>Two Modes As starting the machine, the light is green, press the power key once, the light is red with heating function.</p> <p>Exterior Both hands grip design, can easily be adjusted for massaging and enjoying on different parts of the body.</p> <p>SUITABLE CROWD</p> <div><p>Officer/Student Using computer for long time leads to stiff muscles</p></div> <div><p>Elderly people Muscle rigidly and Backache.</p></div> <div><p>Driver The tense of shoulder muscle caused by long-time driving. [prohibiting using when driving]</p></div>	<p>Contact</p> <p>If you need any assistance or support, please contact us. We will do our best to provide you with a viable solution.</p> <p>Website: www.naipocare.com Email: support@naipocare.com</p>	<p>Tun Sie diese Bedienungsanleitung für Ihre Referenz aufbewahren. Es führt Sie sicher und effizient durch die Operationen durch.</p> <p>Technologische Parameter</p> <p>Name: 3D Rückenmassage Typ: MGM-183 Volt: DC 12V, 2.5A Power: 30W</p> <p>Wichtige Sicherheitsvorkehrungen</p> <p>1. Das Gerät darf niemals angeschlossen unbeaufsichtigt sein. Bei Nichtgebrauch immer von der Steckdose entfernen.</p> <p>2. Es darf nicht unter einer Decke oder Kissen genutzt werden, da es hierbei zur Überhitzung und somit Brand kommen kann.</p> <p>3. Besondere Aufsicht ist geboten wenn es von Kindern, Behinderten und Kranken Personen genutzt wird.</p> <p>4. Nutzen Sie das Gerät wie in der Bedienungsanleitung ausgelegt und nutzen Sie keine externe Zubehöre dazu.</p> <p>5. Nutzen Sie das Gerät nicht wenn es einen Defekt hat. Beispielsweise durch einen Stoß oder in Berührung mit Wasser verursacht.</p> <p>6. Tragen Sie das Gerät nicht am Schenkel, da dieser dem langfristig nicht standhält und zum Defekt führen kann.</p> <p>7. Halten Sie Kabel von heißen Oberflächen fern.</p> <p>8. Halten Sie die Lüftung immer offen und fern von Druck.</p> <p>9. Nutzen Sie es nicht in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel.</p> <p>10. Nutzen Sie es nicht in der Gegend, wo Explosionsgefahr besteht.</p> <p>11. Um Ausschalten schieben Sie das Gerät aus und entfernen diese von der Steckdose.</p> <p>12. Gebrauch ist ab 8 Jahren erlaubt.</p> <p>13. Ist der Kabel beschädigt muss dieser vom Hersteller ausgetauscht werden.</p> <p>14. Seien Sie mit der warmen Oberfläche vorsichtig und halten Sie die von empfindlichen Stellen fern.</p> <p>15. Es wird vorgeschlagen es nicht länger als eine halbe Stunde zu nutzen.</p>	<p>Gebrauchsanweisung</p> <p>1. Verbinden Sie das Gerät und schalten es an. Die LED Leuchten leuchten Grün und die Massage beginnt zu arbeiten.</p> <p>2. Drücken Sie auf die ON/OFF Taste um die Wärmefunktion zu aktivieren und es beginnt Rot zu leuchten an.</p> <p>3. Drücken Sie die ON/OFF Taste erneut um das Gerät auszuschalten.</p> <p>Anwendungspositionen Sie können Sie 3D Rückenmassage wie folgt nutzen:</p> <div></div> <p>Es eignet sich sowohl für Zuhause, im Büro als auch im Auto.</p> <p>Zwei Modusse Anschalten es leuchtet Grün. Nachmaliges betätigen der Power Taste bringt es zum Rot leuchten mit Wärmefunktion</p> <p>Halterung Die Handgriffe eignen sich perfekt zur Ausführung der Massage, sodass es vielseitig genutzt werden kann.</p> <p>Geeignete Situationen</p> <div><p>Arbeiter/ Student Der lange Gebrauch von PC führt zu Muskelkrampf.</p></div> <div><p>Ältere Personen Muskelsteifheit und Rückenschmerzen</p></div> <div><p>Fahrer Überlasteter Druck auf der Schulter durch zu langes fahren. (Während der Fahrt ist der Gebrauch untersagt.)</p></div>	<p>Kontakt Für Empfehlung und Unterstützung kontaktieren Sie uns. Wir bieten eine Lösung.</p> <p>Webseite: www.naipocare.com Email: support@naipocare.com</p>
--	--	--	--	--	---

<p>Este manual debe mantenerse a mano para una fácil referencia. Es su guía para una operación segura y eficiente.</p> <p>TECNOLOGÍA PARÁMETRO</p> <p>Nombre: 3D Masajeador de Espalda Tipo: MGM-183 Tensión Nominal: DC 12V, 2.5A Potencia Nominal: 30W</p> <p>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD</p> <p>1) El producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no está en uso y antes de poner o quitar piezas.</p> <p>2) No lo opere bajo la manta o almohada. El calor excesivo puede producir o provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.</p> <p>3) Se requiere supervisión cuando este aparato es usado por o cerca de niños, inválidos o minusválidos.</p> <p>4) Solo use este producto para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.</p> <p>5) Nunca use este producto si se cae, tiene un cable o enchufe dañado, un mal funcionamiento, o se la deje caer water. Return el producto al centro de servicio para su revisión y reparación.</p> <p>6) No lleve este producto por su cable de corriente o sujetado de utilización como asa.</p> <p>7) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.</p> <p>8) Nunca utilice el producto con las aberturas de ventilación están bloqueadas, mantenga las aberturas limpias de pelusas, cabellos, y similares.</p> <p>9) Nunca deje caer ni insertar un objeto en ninguna abertura.</p> <p>10) No utilice al aire libre.</p> <p>11) No opere en dónde aerosol (spray) se están usando o se administre oxígeno.</p> <p>12) Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe del tomacorriente.</p> <p>13) Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprendiendo los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del usuario no serán hechos por los niños sin supervisión.</p> <p>14) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante.</p> <p>15) Use superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No use sobre áreas de la piel insensitivas o en presencia de circulación. El mal uso del calor sin supervisión por niños o personas incapacitadas pueden ser peligrosas. El aparato cuenta con una superficie calentada. Personas insensibles al calor deben tener cuidado al usar el aparato.</p> <p>16) Por favor, no use más de la mitad de una hora por una sola vez.</p>	<p>CÓMO OPERAR</p> <p>1. Conecte el enchufe de la red. Todos las LED luces se convertirán en verde, y el rodillo de apoyo trabajará de forma automática.</p> <p>2. Pulse el botón ON / OFF en la parte posterior, el aparato cambiará la función de calentamiento y rodar. Todas las luces se vuelven a rojo y rodillos de apoyo continúan moviéndose.</p> <p>3. Pulse el botón ON / OFF de nuevo, el dispositivo dejará de funcionar.</p> <p>Posición de aplicación Disfrutar del masaje en cualquier parte del cuerpo.</p> <div></div> <p>Masaje en cualquier momento Adecuada en la oficina, casa o automóvil.</p> <p>Das modes Como arranque de la máquina, la luz es verde, pulse el poder tecla una vez, la luz es roja, con función de calentación.</p> <p>Exterior Tanto el diseño de las manos de agarre, se puede ajustar fácilmente para dar masajes y disfrutar en diferentes partes del cuerpo.</p> <p>MUCHEDUMBLE CONVENIENTE</p> <div><p>Oficial / Estudiante El uso de la computadora por mucho tiempo conduce a la rigidez de los músculos</p></div> <div><p>Personas de edad avanzada La rigidez muscular y dolor de espalda.</p></div> <div><p>Conductor El tiempo del músculo del hombre causado por conducción desde hace mucho tiempo. (Que prohíbe el uso durante la conducción)</p></div>	<p>Contacto</p> <p>Si necesita ayuda o asistencia, póngase en contacto con nosotros. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerle una solución viable.</p> <p>Sitio Web: www.naipocare.com Email: support@naipocare.com</p>	<p>¡Questo manuale deve essere messo mano per una consultazione facile È una guida per una funzione sicura ed efficiente.</p> <p>Parametri tecnologici</p> <p>Nome: 3d schiena massaggiatore Tipo: MGM-183 Tensione tassato: DC 12V, 2.5A Potenza tassato: 30W</p> <p>Importanti istruzioni della sicurezza</p> <p>1) Non lasciare il prodotto incustodito mentre collegato. Staccarlo dalla presa mentre non è uso o prima di mettere o di togliere gli parti.</p> <p>2) Non utilizzarlo sotto una coperta o un cuscino. Riscaldamento eccessivo può causare incendi, scosse elettriche, o lesioni a persone.</p> <p>3) È necessario un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, o vicino a bambini, o persone disabili e invalidi.</p> <p>4) Usare questo prodotto solo per l'uso previsto come descritto nel presente Manuale. Non utilizzare gli accessori che non sono consigliati dal produttore.</p> <p>5) Non utilizzarlo se è caduto e ha un cavo o la spina danneggiati o funziona male o è caduto nell'acqua. Ritornare il prodotto al centro di assistenza per riparazione e la riparazione.</p> <p>6) Non trasportare il prodotto dal suo cavo di alimentazione o quello d'uso come maniglia.</p> <p>7) Tenere il cavo lontano dai superfici caldi.</p> <p>8) Non utilizzare afe aperture dell'aria bloccate, mantenere le aperture per farla libere di garza, capelli, e i simili.</p> <p>9) Non cadere o inserire oggetti nelle aperture.</p> <p>10) Non utilizzarlo all'aperto.</p> <p>11) Non utilizzarlo dove aerosol prodotti vengono utilizzati o dove l'ossigeno viene somministrato.</p> <p>12) Per scollegare, spegnere tutti i controlli e togliere la spina dalla presa di corrente.</p> <p>13) Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età di 8 anni e di sopra, e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o la mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati controllati o adulti adulti dell'apparecchio in modo sicuro e a capire i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con quest'apparecchio. Pulizia e manutenzione degli utenti non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.</p> <p>14) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore.</p> <p>15) Usare il superficie riscaldato con cura perché può causare gravi ustioni. Non utilizzarlo sulle aree cutanee insensitive o in presenza di scarsa circolazione. l'uso automatico del calore da parte di bambini o persone inabili può essere rischio. L'apparecchio è dotato di una superficie riscaldato. Le persone insensibili al calore devono stare attenti quando si usano gli apparecchi.</p> <p>16) non utilizzato più di mezz'ora per una volta.</p>	<p>Come utilizzare</p> <p>1) Inserire la spina di rete. Tutte le luci LED diventerà verde, e il rullo posteriore funzionerà automaticamente</p> <p>2) Premere il tasto ON / OFF sul retro. Il dispositivo funziona nel modo di riscaldamento e rotazione. tutte le luci si rivolgono al rosso, e il rullo posteriore continua a muoversi</p> <p>3) Premere il tasto ON / OFF sul retro di nuovo e il dispositivo si smette di funzionare</p> <p>posizione da applicare Godersi il massaggio in qualsiasi parte del corpo.</p> <div></div> <p>Massaggio in qualsiasi momento Adatto in ufficio, a casa o in auto</p> <p>Due modalità accendere il dispositivo, la luce è verde, premere il tasto di potere una volta. la luce diventerà rossa con funzione di riscaldamento.</p> <p>Esterno È anche un disegno per il comando di mano. può essere facilmente per il massaggio e godersi su diverse parti del corpo</p> <p>persone adatte</p> <div><p>Ufficiale / Studente Quell che usano il computer per un tempo lungo sentono rigidità muscolare</p></div> <div><p>Persone vecchie Rigidità muscolare e mal di schiena</p></div> <div><p>guida La tensione del muscolo della spalla causata da lungo tempo di guida (non utilizzarlo durante la guida)</p></div>	<p>contatto</p> <p>Se avere bisogno di assistenza e sostegno, non esitare a contattarci. Faremo del nostro meglio per fornirvi una soluzione praticabile.</p> <p>Sito: www.naipocare.com Email: support@naipocare.com</p>
---	---	---	--	--	--